

BIBLIOGRAFIA

01. *Igiene della stomia e cambio della sacca*, in: *Tecniche infermieristiche di base*: pag 404-408. Chiesa, Clementi, D'Alessandri, Pascoli.
02. *Il bisogno di mantenere un livello soddisfacente di igiene personale*, in: *Elementi di base dell'assistenza infermieristica*, 1994: pag 468-471, pag 493-495, pag 503-512. Cavicchioli, Cauda Casson, Pannes, Trance, Zanella.
03. *Stoma care: obiettivi e procedure, gli ausili di raccolta, educazione del paziente all'autogestione del neo-stoma; quando e come. Atti del corso di formazione A.I.O.S.S.-A.I.S.T.O.M. per infermieri professionali*, 1998/99.1. Perboni Claudio
04. *La riabilitazione enterostomale*, in: *l'infermiere professionale in chirurgia*. 1999: pag 372-379. Tronconelli, Piervittori, Tieri, Miele G.
05. *Gli strumenti operativi per l'assistenza in stoma terapia*. Gruppo di ricerca "Mosè le Tavole" 2003 A.I.O.S.S.-HOLLISTER. Barp, Beltrame, Brazzale, Cimmino, Colombo, Della Sanità, Filippi, Giacetti, Giorato, Manna, Mastel, Moscatiello, Nigra, Palmisano, Parascandolo, Reali, Roveron, Saracco

CONTATTI

Ambulatorio Stomie
Il mercoledì
Tel: 0434 659319

Unità di Degenze Chirurgiche
Tel: 0434 659038
Tel: 0434 659386

Coordinatore Infermieristico Unità di Degenze Chirurgiche
Tel: 0434 659230



Solo il testo di questa pubblicazione (immagini escluse) è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Responsabile scientifico

collana CROinforma
Silvia Franceschi,
Direttore Scientifico

Revisori del testo

Sonja Cedrone, *Dirigente delle professioni sanitarie*
Chiara Cipolat Mis, *bibliotecaria*
Emanuela Ferrarin,
farmacista documentalista

Autori del testo

Sabrina Tagliapietra, Elisa Mele,
Michela Piccinin, Alice De Bortoli,
Mirafiori Suor Mariagrazia,
Alexandru Ostapenco, *infermieri*
Elisa Da Ros, *coordinatrice infermieristica*

Tutti afferenti al CRO di Aviano

La font bianconero® è disegnata da Umberto Mischi per biancoenero edizioni, rispettando accorgimenti visivi che facilitano la lettura di tutti, in particolare dei lettori dislessici.

Realizzato grazie al 5x1000 donato al CRO di Aviano.
Progetto realizzato dal gruppo Patient Education&Empowerment del CRO di Aviano



Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) IRCCS
Via Franco Gallini, 2 - 33081 Aviano (Pn)
www.cro.it

Luglio 2024, 1ª edizione

Indicazioni per la persona
portatrice di stomia

Guida al cambio: presidio due pezzi



CROinforma



GENTILE UTENTE,

Questa brochure è stata creata per darle le informazioni necessarie e qualche pratico consiglio sul cambio del presidio due pezzi.

MATERIALI

- sacca e placca di ricambio
- panno carta o spugna per pulire e/o asciugare
- sapone neutro
- acqua tiepida
- misuratore per stomia
- forbici con punta arrotondata
- sacchetto per rifiuti



01. Rimozione della sacca

Rimuovere la placca e la sacca delicatamente dall'alto verso il basso umidificando la cute; se desidera per agevolare il distacco può utilizzare lo spray "rimuovi adesivo". Gettare la sacca nel bidone del secco e NON nel WC.

02. Igiene

Lavare la pelle attorno alla stomia e la stomia stessa con un panno carta o spugna umidi e sapone neutro. Sciacquare e asciugare tamponando. Non usare creme, talco, olio, sostanze grasse o disinfettanti.

03. Preparazione della placca

Rilevare con il misuratore la dimensione della stomia. Disegnare sulla placca la misura corretta e ritagliare il foro utilizzando le forbici.



04. Applicazione della nuova sacca

Togliere il film di protezione della placca. Posizionare la placca sopra la stomia. Con le dita esercitare una leggera pressione dal centro verso il bordo per garantire che la placca si adatti bene e sia ben adesa alla pelle.

Agganciare la sacca alla placca premendo i due anelli di plastica (flange) uno contro l'altro, per unirli. La chiusura avviene correttamente quando si sente un CLICK. Verificare il corretto aggancio tirando leggermente la sacca.

Premere delicatamente placca e sacca contro la pelle fino a che l'adesione è completa (almeno 1 minuto). Il calore e la pressione favoriscono l'adesione.

Per le sacche a fondo aperto ricordare di chiudere il fondo del presidio.